

EXILIS

«РАСТОПИТ» ЖИР ЗА 2 СЕАНСА И БЕЗ ИЗНУРИТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК



Елена Олеговна Проскурина,
главный врач, врач-косметолог

Фотограф: Ксения Сидорова

ЕЛЕНА ПРОСКУРИНА

«Я постоянно не успеваю! Почему я живу по принципу «успеть все за 30 минут»? И еще этот Инстаграм с культом совершенного тела. Вот если бы придумали волшебную пилюлю для похудения...

Я не знала, но ее практически придумали. Девушки, теперь нам не надо потеть в спортзалах, тратя свое драгоценное время, умирая на беговой дорожке и эллипсе. Это все за нас сделает система Exilis.*

Она как добрый волшебник нежно нагреет все наши секретные зоны и «растопит» их. При этом ощущения от терапии сравнимы с массажем либо стоун-терапией.

Вы будете первыми, кто получит данную эксклюзивную процедуру по специальному предложению. Спешите, звоните!»



Результаты процедуры

Exilis обеспечивает быстрый и эффективный лифтинг кожи, равно как и терапию неглубоких и глубоких морщин с видимыми результатами, часто проявляющимися сразу после первой терапии.

В зоне лица, шеи и декольте:

- Уменьшение морщин;
- Подтяжка кожи и антивозрастной эффект;
- Гладкая и помолодевшая кожа;
- Улучшение выработки коллагена.

Тело:

- Сокращение объемов жировой ткани;
- Подтяжка кожи;
- Сокращение целлюлита;
- Улучшение структуры кожи;
- Усовершенствование контуров тела.

Результаты заметны сразу и увеличиваются через 2 недели. За один сеанс можно охватить от 1 до 6 проблемных зон, при этом на одну зону (до 200 см²) тратится 4–5 минут. Усовершенствованная технология Exilis – это 2 сеанса терапии с перерывом 10-14 дней. Без боли – без анестезии!

Принцип действия

Основой работы прибора является концепция RID (с англ. rid – достичь, изолировать, деактивировать). RID концепт – быстрый и эффективный метод лечения, основанный на комбинированном воздействии высокочастотного электромагнитного поля и ультразвука.

• Достичь (REACH)

Аппарат точно разрушает перемычки соединительной ткани между жировыми клетками. Ультразвук воздействует на глубокие слои подкожно-жировой клетчатки, при этом повышает эффективность антицеллюлитной процедуры. Ультразвуковое действие предупреждает уплотнение тканей, соответственно предотвращая фиброз.

• Изолировать (ISOLATE)

Глубокое и направленное, абсолютно контролируемое термическое воздействие на структуру дермы и подкожно-жировую клетчатку оказывает высокочастотная энергия. Запускается процесс RF-липолиза. Также повреждение старого коллагена запускает процесс синтеза нового. Как следствие, уменьшение



объема жировых отложений, улучшение и лифтинг кожи.

• Деактивировать (DEACTIVATE)

Ультразвуковое воздействие улучшает лимфоток и кровообращение в зоне, подверженной обработке. Возникают наилучшие условия для дренажа межклеточного пространства, нормализуется структура коллагена. Улучшаются обменные процессы в тканях, что способствует выведению продуктов распада после радиочастотного липолиза.

Максимум мощности при полном контроле: точно сконструированный аппликатор позволяет лечить фактически любую область.

Полная безопасность: быстро достигается терапевтическая темпе-

ратура. Аппарат передает большее количество энергии за более короткий период времени, тем самым риск получения ожогов кожи минимизируется, предотвращая чувство дискомфорта.

Технология COLLAGEN REFILL (CRT) (наполнение коллагеном): коллагеновое омоложение при помощи запатентованной технологии двойного точечного воздействия энергии. Кардинальное улучшение упругости и плотности кожи на основе неоколлагенов. Процедура лечения не зависит от хромофоров и подходит всем типам кожи.

Все мы хотим улучшить свою внешность, добиться стройного силуэта и в этой вечной гонке BTL Exilis – наш главный помощник!

*Эксилис, рид, рич, изолайт, эрэф, деактивэйт, коллаген рефил, СимАрТи, БиТиЭл



г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11

+7 (4742) 25-01-82,

+7 (4742) 71-20-61

aura48.ru

aura_cosmetology

auramc

auracosmetology

