



Елена Олеговна Проскурина,  
главный врач, врач-косметолог

Фотограф Ольга Каюмова

«Я стесняюсь своего тела»,  
«Мне стыдно раздеться перед  
партнером»,  
«Как избавиться от шрама» –  
такие вопросы, как правило,  
мы стесняемся обсуждать с близкими  
и профессионалами, зато их часто  
и безрезультатно гуглим.

Сегодня мы решили поговорить  
с Еленой Проскуриной о том, как  
с помощью косметологии избавиться  
от комплексов и шрамов.

## ЛАЗЕР PROFRACTIONAL: ПРОЩАЙТЕ, РАСТЯЖКИ И ШРАМЫ!

– Елена, не секрет, что современная косметология помогает решить множество проблем, связанных со здоровьем и эстетическим состоянием кожи. Но возможно ли избавиться, например, от послеоперационных шрамов и постродовых растяжек?

– Если у вас остались шрамы или рубцы после акне, после родов или пластической операции, мы знаем, как вам помочь в нашей клинике с помощью фракционного лазера ProFractional.

На самом деле современное лазерное лечение – это невероятные возможности в сочетании с максимально деликатным и бережным воздействием на кожу. Этим параметрам полностью отвечает эрбиевый лазер ProFractional, который позволяет проводить фракционное омоложение с индивидуальными настройками под каждого конкретного пациента. При работе он сокращает площадь кожного лоскута и запускает репаративные процессы, стимулирующие синтез нового коллагена и эластина фибробластами.




При фракционном термоллизе соседние участки кожи остаются нетронутыми: действие лазера попадает точно в мишень, в точку проблемы. То есть у фракционного эрбиевого лазера 2940нм максимальный контроль глубины абляции и степени коагуляции. Это ускоряет процесс заживления и восстановительный период проходит быстро без дополнительных «затрат» личного времени.

– Часто пациенты боятся лазерное лечение из-за «эффекта марли» на лице после процедуры.

– С ProFractional мы решили эту проблему. Фракционный лазер формирует зоны фракционного термоллиза диаметром 430 мкм с возможностью хаотического распределения импульсов, что снижает нагрузку на ткани и позволяет избежать «эффекта марли». Такой диаметр зоны фракционного термоллиза позволяет проводить процедуру омоложения кожи в несколько раз быстрее, что обеспечивает дополнительный комфорт пациенту. В ProFractional есть возможность выбора степени коагуляции, что по-

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА  
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

### ProFractional-XC™



этап 1

этап 2

этап 3



этап 1

этап 2

этап 3

зволяет дозированно стимулировать ремоделирование коллагена. Лазер испаряет ткани, образуя в коже микроканалы на глубине от 25 до 1500 микрон. Они активируют фибробласты, способствуя обновлению коллагенового матрикса и омоложению кожи.

– А в чем же уникальность ProFractional, ведь ваш центр обладает рядом других аппаратов?

– Это самый главный вопрос, который задает себе клиника при выборе абляционного лазера. Так при выборе нашего лазера мы хотели, чтобы у наших врачей были все

лучшие существующие лазерные методы коррекции рубцов и стрий. И теперь они все собраны в одном кабинете. Модуль ProFractional представляет собой лазер, который эмулирует – воспроизводит параметры трех основных абляционных лазеров: эрбиевого лазера Er: YAG laser, YSGG-лазера, CO2-лазера

Таким образом, врач имеет в своем распоряжении 3 фракционных лазера, и может выбирать, какой лазер максимально подойдет именно вашему случаю.

– Так что же лучше: CO2 или Эрбий?

– Несомненно, оба типа лазера имеют неоспоримые преимущества, как говорилось ранее, мы взяли все самое лучшее и от Эрбия, и от CO2-лазера.

Эрбиевый лазер или «холодный» имеет высокую точность воздействия (выпаривания тканей) с возможностью регулирования глубины воздействия. Отсутствие эффекта прогрева снижает риск таких побочных эффектов, как стойкая гиперемия и гиперпигментация. Эрбиевый лазер незаменим при лечении гипертрофических рубцов, при коррекции поверхностных и глубоких пигментных патологий, трудно поддающихся лечению.

CO2-лазер признан эффективным способом для стимуляции коллагеногенеза, то есть дает видимые эффекты: лифтинг, сокращение кожного лоскута, коррекцию морщин.

Также он незаменим при лечении стрий, растяжек, постакне и гипотрофических рубцов.

YSGG-лазер занимает промежуточное место по параметрам между эрбиевым и CO2-лазером.

Если вам что-то в себе не нравится, не откладывайте красоту и здоровье в долгий ящик. Благодаря фракционному лазеру ProFractional коррекция рубцов теперь выходит на новый уровень.



г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11

+7 (4742) 25-01-82,

+7 (4742) 71-20-61

aura48.ru

@aura\_cosmetology

auramc

auracosmetology



#### Лазер ProFraction это:

- Высокий уровень комфорта для пациента, отсутствие болевых ощущений;
- Использование при всех типах кожи, на лице и на теле;
- Новый коллаген и эластин повышают упругость и эластичность кожи.
- Короткий восстановительный период;
- Настраиваемые и прогнозируемые результаты процедуры: от легкого до выраженного эффекта омоложения.

\*ПроФракшнл, лазер, ЦАОЗ